



CRY-O DUO

Equipo de **criolipólisis** portable



Se trata de la aplicación de un **frío intenso** en las zonas que se desee tratar por su **acumulación de grasa**.

CRY-O DUO



*Se trata de la **aplicación de un frío intenso** en las zonas que se desee tratar por su acumulación*

Criolipólisis es procedimiento no invasivo que administra frío de forma controlada para reducir las adiposidades y grasa localizada de forma suave y efectiva.

Es el tratamiento de acondicionamiento de frío ideal para profesionales de belleza y fisioterapeutas.

Cry-O Duo es un dispositivo que puede dirigirse de manera efectiva y segura a los pliegues grasos, gracias a sus 2 manipuladores, con 4 cabezales (intercambiables) recubiertos de silicona quirúrgica, logrando un efecto de 360°, mediante la técnica natural de la criolipólisis, que literalmente significa la destrucción de las células grasas por administrar frío.

Destruye la grasa, gracias a la criolipólisis

Después de numerosos estudios científicos sobre el efecto del frío sobre las células grasas, ¡La criolipólisis es ahora el tratamiento de adelgazamiento natural más efectivo del mercado!

Los resultados demuestran que en la primera sesión, sus clientes pueden notar, los resultados y algunas semanas después del tratamiento se mantiene el efecto.

Las zonas a tratar:

- Cartucheras
- Glúteos
- Caderas
- Piernas
- Abdomen



Equipo
ergonómico

Técnica
no invasiva

Resultados clínicos
comprovados



Congela la grasa con la criolipólisis



Se trata de la aplicación de un frío intenso en las zonas que se desee tratar por su acumulación de grasa. Se aplica la máquina sobre las zonas donde está depositada la grasa por un determinado espacio de tiempo y el equipo inicia con un calentamiento hasta los 42°C para luego aplicar el frío a temperaturas entre -12°C ~ -1°C.

Es un método que **no necesita ni cirugía, anestesia o ingreso en centro hospitalario**. Es un tratamiento que se realiza de forma ambulatoria. Lo recomendable es realizar dos o tres sesiones por cada zona tratada y los efectos se visualizan a partir de los 20 días.

Se coloca una membrana protectora sobre la zona a tratar del paciente y se coloca la máquina que aplica inicialmente un efecto de calor para vaso dilatar y prepara la zona por 5 minutos, luego el equipo inicia con frío intenso sobre la zona adiposa por un espacio temporal de 30 minutos a 60 minutos.

Especificaciones técnicas

Tamaño: 53.0cm*40.5cm*106.5cm

Estímulos: frío, calor y vacío

Voltaje: 1200W

Peso neto: 17KG

Rango de temperatura:

Frío de -12°C a -1°C

Calor de 0°C a 42°C

Pantalla táctil: 15.6 pulgadas

Manípulos: 2

Cabezales:

P1 : 143*60*52mm

P2 : 204*73*81mm

P3 : 153*56*81mm

P4 : 144*143*76mm

Pantalla táctil manípulo:

3.5 pulgadas





📍 Carrer de Quintana i
Millas 2E 08940
Cornellà de Llobregat

☎ 636813126
✉ info@lsbelleza.com

📘 LS Belleza
📷 @lsbelleza.es